

Instructions

Dermlite carbon™ Pocket Epiluminescence Device

CAUTION: Prior to using the Dermlite carbon, read these instructions and keep them in a safe place for future reference.
CAUTION: United States Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a physician.
CAUTION: The Dermlite carbon is designed for external examination only.

The Dermlite carbon is a pocket epiluminescence microscopy (PELM) device designed to view skin lesions with high magnification and clarity. A 10x Hastings Triplet lens combined with a unique button-activated variable polarization system allowing independent activation of two sets of eight LEDs provides for ideal skin microscopy. While one set of eight LEDs produces glare-free, cross-polarized light by cancelling the reflected light from the skin, a second set provides a polarized rendition of skin rich in surface detail. A high quality, three-element lens with superb color correction and reduced image distortion is used to image the skin.

Directions for Use (Fig. 1-3)

CAUTION: Do not look directly into the bright LED light. Patients must close their eyes during facial examinations.

Hold the Dermlite carbon so that the LEDs are aimed in the direction of the lesion to be examined. Place the Dermlite carbon approximately 1/2" (~12mm) from the skin (Fig. 1). The two power buttons (Fig. 2) at the side of the unit activate the LEDs. If you are right-handed, use your thumb to activate the button(s) and hold it down as long as you need light. If you are left-handed, use your forefinger to activate the power button(s).

Look through the lens with your eye placed 1/2" (~12mm) to 1" (~25mm) above the Dermlite carbon (Fig. 1). Move the Dermlite carbon closer or further away from the lesion to obtain the desired image focus.

Variable Polarization (2)

Each of the two power buttons activates a set of eight LEDs with distinct polarization. To examine deeper pigmentation with cross-polarization, push the dome-shaped "Cross-Polarization" button (Fig. 2). For skin surface visualization, use the ring-shaped "Surface Polarization" button. To achieve a more "natural" daylight illumination, push both buttons at the same time.

Replacing the Battery (3)

The long-life 6V Lithium battery provides up to 8 hours of continuous operation, or enough power for imaging approximately 1200 lesions at 30 seconds per examination.

To change the battery (Fig. 3), squeeze the cap by its sides and remove it and the battery. Insert a new battery of the same type with the contacts facing forward. Replace the battery cap securely on the device.

The Dermlite uses a 2CR5 Lithium Battery, which may be purchased from camera stores and other retailers. You may also purchase batteries from

Symbol Explanation




○ Cross-Polarization setting power button
 ◎ Linear Polarization setting power button
REF Model Number
SN Serial Number
 ▲ Attention, consult accompanying document
 Manufacturer
 EC REP EC Representative (EU Only)

M. Devices Group,
 Marlborough House, Riding Street,
 Southport, PR8 1EW, UK.
 Tel: +44 1704 544 944 Fax: +44 1704 544 950

3Gen Patents Include:
 7,006,223 (Dermoscopy Epiluminescence Device Employing Cross and Parallel Polarization)
 7,167,243 (Dermoscopy Epiluminescence Device Employing Cross and Parallel Polarization)

3Gen

Dermlite
carbon



3Gen at low prices.

Troubleshooting

Please check our website (www.Dermlite.com) for the most current troubleshooting information.

If you need to return the Dermlite to 3Gen for servicing, please call 3Gen prior to returning the device.

No Light
 Replace the battery with a new, unused battery and check again. If the condition persists, send the unit to 3Gen for evaluation and/or repair.

Weak Lighting
 Replace the battery with a new battery.

Light Flicker
 Remove the battery and check its metal contacts for dirt or dust. Wipe off any dust and reinsert the battery. If there are signs of corrosion, discard the battery and replace it with a new battery. Should you still encounter flickering, return the Dermlite to 3Gen for evaluation and/or repair.

LED Fails
 The LEDs used in the Dermlite are designed to last over 100,000 hours. If any of the eight LEDs fail, return the Dermlite to 3Gen for repair.

Care and Maintenance

The Dermlite is designed for trouble-free operation. There are no adjustments to be made nor is any special servicing required. Never attempt to open the device for any reason.

Cleaning and Sterilization

The Dermlite's exterior may be cleaned or disinfected by wiping it with Isopropyl alcohol (70% vol.). Do not use alcohol or disinfectants in the optical areas of the unit. Do not use abrasive material on any part of the equipment or immerse the device in liquid. Do not autoclave.

Cleaning the Lens and the Polarizers

The lens and the polarizing filters should be treated as high quality photographic equipment and should be cleaned with standard lens cleaning equipment and protected from harmful chemicals.

Specifications

The Dermlite features an optical microscope system designed for superb clarity and glare-free vision. Dermlite components include:

- Sixteen 3mm White LEDs
- 10x Hastings Triplet Lens
- Button-Activated Variable Polarization
- 2CR5 Lithium Battery

Warranty

5 years for parts and labor.

Do not dispose as unsorted municipal waste

Vejledninger

Dermlite carbon Dermatopski-apparat i Lommeudgave

FORSIGTIG: Før Dermlite carbon tages i brug skal man læse disse vejledninger, og derefter gemme dem på et sikkert sted for fremtidig reference.
FORSIGTIG: Federal Law (USA) begrænser salg af enheden til salg af , eller per anmodning fra, en læge.
FORSIGTIG: Dermlite carbon er kun designet til ekstern undersøgelse.

Dermlite carbon er et lomme epiluminescens-mikroskop (PELM) apparat, som er beregnet til at se hudskader med stor forstørrelse og klarhed. En 10 gange Hastings Triplet linse kombineret med et unikt ksp-aktivt variabelt polariseringsystem, der tillader uafhængig aktivering af to par af otte lysdioder, sørger for ideel hud mikroskopi. Mens et sæt af otte lysdioder producerer blændingsfrit, krydspolariseret lys ved at udligne det reflekterede lys fra huden, sørger et andet sæt for polariseret gengivelse af huden rig på overflade detaljer. En høj kvalitet, tre-elemente linse med fremragende farvekorrektur og reduceret billedforvrængning bliver brugt til at afbilde huden.

Brugsanvisning (fig. 1-3)

ADVARSEL: Kig ikke direkte ind i de lysende dioder. Patienter skal lukke deres øjne under ansigtsundersøgelser.

Hold Dermlite carbon så lysdioderne peger i retning af skaden, som skal undersages. Placer Dermlite carbon ca. 12mm fra huden (fig. 1). De to tændknapper (fig. 2) på siden af enheden aktiverer lysdioderne. Hvis du er højre håndet, brug din tommelfinger til at aktivere knappen(erne) og hold det nede så længe, du skal bruge lys. Hvis du er venstre håndet, brug din pegefinger til at aktivere tændknappen(erne).

LED Fails
 The LEDs used in the Dermlite are designed to last over 100,000 timer. Hvis nogen af de otte lysdioder svigter, returner Dermlite til 3Gen til reparation.

Care and Maintenance

The Dermlite is designed for trouble-free operation. Der er ingen justeringer at udføre og der kræves ingen special service. Forsøg aldrig på at åbne apparatet på nogen måde.

Rengøring og sterilisation

Dermlites udvendige side kan rengøres eller desinficeres ved at tørre det af med Isopropyl alkohol (70 % vol.). Brug ikke alkohol eller desinficerende midler i de optiske områder på apparatet. Brug ikke silbemidler på nogen del af udstyret eller dypp apparatet ned i væske. Autoklav ikke.

Udsifting af batteri (3)

Det langtidsvirkende 6V lithium batteri holder i op til 8 timer uafbrudt operation, eller holder strøm nok til elektronisk afbildning af ca. 1200 skader af 30 sekunder pr. undersøgelse.

For at udskifte batteriet (fig. 3), klem på låget på siderne og fjern det og batteriet. Sæt et nyt batteri i af samme type med kontakterne fremad. Udskift batterilåget sikkert på apparatet.

Dermlite bruger et 2CR5 litium batteri, som kan købes hos fotohandlere og andre detailhandlere. Du kan også købe batterier hos 3Gen til lave priser.

Problemløsning

○ Tænd-sluk knap til indstilling af krydspolarisering
 ◎ Tænd-sluk knap til indstilling af lineærpolarisering
REF Modelnummer
SN Serienummer
 ▲ Opmærksomhed, konsulter medfølgende dokument
 Fabrikant
 EC REP EF-repræsentant (kun for EU)

M. Devices Group,
 Marlborough House, Riding Street,
 Southport, PR8 1EW, UK.
 Tel: +44 1704 544 944
 Fax: +44 1704 544 950

M. Devices Group,
 Marlborough House, Riding Street,
 Southport, PR8 1EW, UK.
 Tel: +44 1704 544 944
 Fax: +44 1704 544 950

Bedienungsanleitung

Dermlite carbon Epilumineszenz-Taschendermatoskop

ACHTUNG: Vor Gebrauch des Dermlite carbon lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort für spätere Gebrauch.
ACHTUNG: Die Gesetze der USA beschreiben den Erwerb dieses Gerätes ausschliesslich auf Ärzte sowie auf Anordnung eines Arztes.
ACHTUNG: Das Dermlite carbon ist nur für äußeren Gebrauch bestimmt.

Das *Dermlite carbon* Epilumineszenz-Mikroskop (PELM) im Taschenformat wurde speziell dazu entwickelt, Hautläsionen stark vergrößert und mit hoher Auflösung darzustellen.

Die 10x Hastings Triplet Linse verbunden mit dem einzigartigen, per Knopfdruck aktivierbaren variabelm Polarisationssystem ermöglicht die unabhängige Aktivierung zweier LED-Sätze mit je 8 Leuchtdioden für eine zuverlässige Auflichtmikroskopie. Während der eine Satz von acht LEDs ein blendefreies, doppelpolarisiertes Licht ohne störende Reflexionen durch die Haut erzeugt, sorgt der zweite LED-Satz für eine polarisierte und detaillierte Darstellung der Hautoberfläche. Das Hautbild wird dabei durch eine qualitativ hochwertige Linse aus drei Elementen mit hervorragender Farbkorrektur und verringerter Bildverzerrung dargestellt.

Ingen lys
 Udskift batteriet med et nyt, ubrugt batteri og tjek igen. Hvis problemet fortsætter, send apparatet til 3Gen til vurdering og/eller reparation.

Svagt lys
 Udskift batteriet med et nyt batteri.

Filmmed lys
 Fjern batteriet og tjek metalcontakterne for skidt og/eller støv. Tør eventuelt støv af og genindsæt batteriet. Hvis der er tegn på rust, kassér batteriet og udskift det med et nyt batteri. Kommer du stadig ud for filmen, returner Dermlite til 3Gen til vurdering og/eller reparation.

Lysdioder fejl
 Lysdioderne, der bruges i Dermlite, er beregnet til at holde i over 100.000 timer. Hvis nogen af de otte lysdioder svigter, returner Dermlite til 3Gen til reparation.

Vedligeholdelse

Dermlite er beregnet til problemfri operation. Der er ingen justeringer at udføre og der kræves ingen special service. Forsøg aldrig på at åbne apparatet på nogen måde.

Rengøring og sterilisation
 Dermlites udvendige side kan rengøres eller desinficeres ved at tørre det af med Isopropyl alkohol (70 % vol.). Brug ikke alkohol eller desinficerende midler i de optiske områder på apparatet. Brug ikke silbemidler på nogen del af udstyret eller dypp apparatet ned i væske. Autoklav ikke.

Variable Polarisation(2)
 Hver af de to tændknapper aktiverer et sæt af otte lysdioder med tydelig polarisering. For at undersøge dybere pigmentering med krydspolarisering, tryk på den kuppelformede "krydspolariserings" knap (fig. 2). Ved hudoverflade visualisering tryk på den ringformede "overflade polariserings" knap. For at opnå en mere "naturlig" dagslys belysning, tryk på begge knapper på én gang.

Udsifting af batteri (3)
 Det langtidsvirkende 6V lithium batteri holder i op til 8 timer uafbrudt operation, eller holder strøm nok til elektronisk afbildning af ca. 1200 skader af 30 sekunder pr. undersøgelse.

For at udskifte batteriet (fig. 3), klem på låget på siderne og fjern det og batteriet. Sæt et nyt batteri i af samme type med kontakterne fremad. Udskift batterilåget sikkert på apparatet.

Dermlite bruger et 2CR5 litium batteri, som kan købes hos fotohandlere og andre detailhandlere. Du kan også købe batterier hos 3Gen til lave priser.

Problemløsning

○ Tænd-sluk knap til indstilling af krydspolarisering
 ◎ Tænd-sluk knap til indstilling af lineærpolarisering
REF Modelnummer
SN Serienummer
 ▲ Opmærksomhed, konsulter medfølgende dokument
 Fabrikant
 EC REP EF-repræsentant (kun for EU)

M. Devices Group,
 Marlborough House, Riding Street,
 Southport, PR8 1EW, UK.
 Tel: +44 1704 544 944
 Fax: +44 1704 544 950

M. Devices Group,
 Marlborough House, Riding Street,
 Southport, PR8 1EW, UK.
 Tel: +44 1704 544 944
 Fax: +44 1704 544 950

Må ikke smides ud som usorteret husholdningsaffald

Bedienungsanleitung

Dermlite carbon Epilumineszenz-Taschendermatoskop

ACHTUNG: Vor Gebrauch des Dermlite carbon lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort für spätere Gebrauch.
ACHTUNG: Die Gesetze der USA beschreiben den Erwerb dieses Gerätes ausschliesslich auf Ärzte sowie auf Anordnung eines Arztes.
ACHTUNG: Das Dermlite carbon ist nur für äußeren Gebrauch bestimmt.

Das *Dermlite carbon* Epilumineszenz-Mikroskop (PELM) im Taschenformat wurde speziell dazu entwickelt, Hautläsionen stark vergrößert und mit hoher Auflösung darzustellen.

Die 10x Hastings Triplet Linse verbunden mit dem einzigartigen, per Knopfdruck aktivierbaren variabelm Polarisationssystem ermöglicht die unabhängige Aktivierung zweier LED-Sätze mit je 8 Leuchtdioden für eine zuverlässige Auflichtmikroskopie. Während der eine Satz von acht LEDs ein blendefreies, doppelpolarisiertes Licht ohne störende Reflexionen durch die Haut erzeugt, sorgt der zweite LED-Satz für eine polarisierte und detaillierte Darstellung der Hautoberfläche. Das Hautbild wird dabei durch eine qualitativ hochwertige Linse aus drei Elementen mit hervorragender Farbkorrektur und verringerter Bildverzerrung dargestellt.

Ingen lys
 Udskift batteriet med et nyt, ubrugt batteri og tjek igen. Hvis problemet fortsætter, send apparatet til 3Gen til vurdering og/eller reparation.

Svagt lys
 Udskift batteriet med et nyt batteri.

Filmmed lys
 Fjern batteriet og tjek metalcontakterne for skidt og/eller støv. Tør eventuelt støv af og genindsæt batteriet. Hvis der er tegn på rust, kassér batteriet og udskift det med et nyt batteri. Kommer du stadig ud for filmen, returner Dermlite til 3Gen til vurdering og/eller reparation.

Lysdioder fejl
 Lysdioderne, der bruges i Dermlite, er beregnet til at holde i over 100.000 timer. Hvis nogen af de otte lysdioder svigter, returner Dermlite til 3Gen til reparation.

Vedligeholdelse

The Dermlite is designed for trouble-free operation. Der er ingen justeringer at udføre og der kræves ingen special service. Forsøg aldrig på at åbne apparatet på nogen måde.

Rengøring og sterilisation
 Dermlites udvendige side kan rengøres eller desinficeres ved at tørre det af med Isopropyl alkohol (70 % vol.). Brug ikke alkohol eller desinficerende midler i de optiske områder på apparatet. Brug ikke silbemidler på nogen del af udstyret eller dypp apparatet ned i væske. Autoklav ikke.

Variable Polarisation(2)
 Hver af de to tændknapper aktiverer et sæt af otte lysdioder med tydelig polarisering. For at undersøge dybere pigmentering med krydspolarisering, tryk på den kuppelformede "krydspolariserings" knap (fig. 2). Ved hudoverflade visualisering tryk på den ringformede "overflade polariserings" knap. For at opnå en mere "naturlig" dagslys belysning, tryk på begge knapper på én gang.

Udsifting af batteri (3)
 Det langtidsvirkende 6V lithium batteri holder i op til 8 timer uafbrudt operation, eller holder strøm nok til elektronisk afbildning af ca. 1200 skader af 30 sekunder pr. undersøgelse.

For at udskifte batteriet (fig. 3), klem på låget på siderne og fjern det og batteriet. Sæt et nyt batteri i af samme type med kontakterne fremad. Udskift batterilåget sikkert på apparatet.

Dermlite bruger et 2CR5 litium batteri, som kan købes hos fotohandlere og andre detailhandlere. Du kan også købe batterier hos 3Gen til lave priser.

Problemløsning

○ Tænd-sluk knap til indstilling af krydspolarisering
 ◎ Tænd-sluk knap til indstilling af lineærpolarisering
REF Modelnummer
SN Serienummer
 ▲ Opmærksomhed, konsulter medfølgende dokument
 Fabrikant
 EC REP EF-repræsentant (kun for EU)

M. Devices Group,
 Marlborough House, Riding Street,
 Southport, PR8 1EW, UK.
 Tel: +44 1704 544 944
 Fax: +44 1704 544 950

M. Devices Group,
 Marlborough House, Riding Street,
 Southport, PR8 1EW, UK.
 Tel: +44 1704 544 944
 Fax: +44 1704 544 950

weisenden Kontaktflächen. Verschlussdeckel der Batterie wieder fest aufsetzen.

Das *Dermlite* wird betrieben durch eine handelsübliche 2CR5-Lithium-Batterie. Alternativ ist auch der Einsatz preisgünstiger Batterien von 3Gen möglich.

Fehlerbeseitigung
 Bitte besuchen Sie auch unsere Website (), um die neuesten Informationen zur Fehlerbeseitigung zu erhalten.

Falls Sie das *Dermlite* zu Wartungszwecken an 3Gen übersenden möchten, setzen Sie sich bitte zuvor mit 3Gen telefonisch in Verbindung.

Kein Licht
 Batterie durch eine neue, unbenutzte Batterie ersetzen und Vorgang wiederholen. Falls Zustand unverändert, Gerät zur Überprüfung und/oder Instandsetzung an 3Gen einschicken.

Beleuchtung unzureichend
 Batterie durch eine neue Batterie ersetzen.

Licht flackert
 Batterie entnehmen und elektrische Kontaktflächen auf Schmutz oder Staubablagerungen untersuchen. Vorhandene Ablagerungen beseitigen und Batterie wieder einsetzen. Falls sichtbare Korrosion vorhanden ist, Batterie entsorgen und durch eine neue Batterie ersetzen. Sollte das Licht nach wie vor flackern, *Dermlite* zur Überprüfung und/oder Instandsetzung an 3Gen einschicken.

Ausfall einer LED
 Die in dem *Dermlite* verwendeten LEDs sind für eine Betriebsdauer von mehr als 100 000 Stunden ausgelegt. Sollte dennoch eine der acht LEDs ausfallen, *Dermlite* zur Instandsetzung an 3Gen einschicken.

Wartung und Pflege
 Das *Dermlite* ist für einen wartungsfreien Betrieb ausgelegt. Es sind also weder Einstellungen noch Wartungsarbeiten erforderlich. Gerät keinesfalls öffnen.

Reinigung und Sterilisation
 Die Oberfläche des *Dermlite* kann mit Isopropylalkohol (70 % gereinigt bzw. desinfiziert werden. Die Geräteoptiken dürfen nicht mit Alkohol oder Desinfektionsmitteln in Berührung kommen. Keine Scheuermittel zur Reinigung verwenden und Gerät nicht in Flüssigkeiten tauchen. Keine Reinigung im Autoklaven.

Reinigung der Linse und der Polarisatoren
 Linse und Polarisationsfilter sollten wie qualitativ hochwertige Fotooptiken behandelt werden. Herkömmlichen Linsenreinigungsmitteln gesäubert und vor schädlichen Chemikalien geschützt werden.

Technische Daten

Das *Dermlite* verfügt über ein optisches Mikroskopsystem mit hervorragender Auflösung für eine blendefreie Sicht. Die Baugruppen des *Dermlite* umfassen:

- Sechzehn weiße LEDs mit 3mm Durchmesser
- 10x Hastings-Triplet-Linse
- Per Tastendruck aktivierbare, variable Polarisation
- 2CR5-Lithium-Batterie

Garantie
 Fünf Jahre auf Teile und Verarbeitung.

M. Devices Group,
 Marlborough House, Riding Street,
 Southport, PR8 1EW, UK.
 Tel: +44 1704 544 944
 Fax: +44 1704 544 950

Nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgen

Instrucciones

Microscopio Epiluminiscente de Bolsillo Dermlite carbon

PRECAUCIÓN: antes de utilizar el Dermlite carbon, lea estas instrucciones y guárdelas en lugar seguro para consultarlas posteriormente
PRECAUCIÓN: la legislación federal de EEUU establece restricciones a la venta directa o indirecta de este dispositivo por parte de un médico.
PRECAUCIÓN: el Dermlite carbon está diseñado para exploración externa únicamente.

El Dermlite carbon es un dispositivo de microscopia epiluminescente de bolsillo (PELM) diseñado para observar lesiones dermatológicas en tamaño aumentado y con mayor claridad.

La lente Hastings Triplet de diez de aumento, combinada con un sistema exclusivo de polarización variable activado mediante un botón, permite una activación independiente de dos juegos de ocho diodos de emisión de luz (LED) que proporcionan una visión microscópica ideal de la piel. Mientras que uno de los dos juegos de ocho diodos de emisión de luz (LED) produce una luz no deslumbrante y de polarización cruzada mediante la eliminación de la luz reflejada que proviene de la piel, el segundo juego proporciona una visión polarizada altamente detallada de la superficie de la piel. Una lente de alta calidad de tres elementos, con una corrección del color insuperable y una distorsión de la imagen reducida, produce una imagen detallada de la piel.

Fehlerbeseitigung
 Bitte besuchen Sie auch unsere Website (), um die neuesten Informationen zur Fehlerbeseitigung zu erhalten.

Falls Sie das *Dermlite* zu Wartungszwecken an 3Gen übersenden möchten, setzen Sie sich bitte zuvor mit 3Gen telefonisch in Verbindung.

Kein Licht
 Batterie durch eine neue, unbenutzte Batterie ersetzen und Vorgang wiederholen. Falls Zustand unverändert, Gerät zur Überprüfung und/oder Instandsetzung an 3Gen einschicken.

Beleuchtung unzureichend
 Batterie durch eine neue Batterie ersetzen.

Licht flackert
 Batterie entnehmen und elektrische Kontaktflächen auf Schmutz oder Staubablagerungen untersuchen. Vorhandene Ablagerungen beseitigen und Batterie wieder einsetzen. Falls sichtbare Korrosion vorhanden ist, Batterie entsorgen und durch eine neue Batterie ersetzen. Sollte das Licht nach wie vor flackern, *Dermlite* zur Überprüfung und/oder Instandsetzung an 3Gen einschicken.

Ausfall einer LED
 Die in dem *Dermlite* verwendeten LEDs sind für eine Betriebsdauer von mehr als 100 000 Stunden ausgelegt. Sollte dennoch eine der acht LEDs ausfallen, *Dermlite* zur Instandsetzung an 3Gen einschicken.

Wartung und Pflege
 Das *Dermlite* ist für einen wartungsfreien Betrieb ausgelegt. Es sind also weder Einstellungen noch Wartungsarbeiten erforderlich. Gerät keinesfalls öffnen.

Reinigung und Sterilisation
 Die Oberfläche des *Dermlite* kann mit Isopropylalkohol (70 % gereinigt bzw. desinfiziert werden. Die Geräteoptiken dürfen nicht mit Alkohol oder Desinfektionsmitteln in Berührung kommen. Keine Scheuermittel zur Reinigung verwenden und Gerät nicht in Flüssigkeiten tauchen. Keine Reinigung im Autoklaven.

Reinigung der Linse und der Polarisatoren
 Linse und Polarisationsfilter sollten wie qualitativ hochwertige Fotooptiken behandelt werden. Herkömmlichen Linsenreinigungsmitteln gesäubert und vor schädlichen Chemikalien geschützt werden.

Cómo cambiar la pila (3)

La pila de litio de 6V de larga vida proporciona hasta 8 horas de funcionamiento continuo, o la potencia suficiente para tomar imágenes de aproximadamente 1.200 lesiones a razón de 30 segundos por examen.

Para cambiar la pila (fig. 3), apriete la cubierta

Símbolo Explicación
 ○ Botón de corriente para la configuración de la polarización cruzada
 ◎ Botón de corriente para la configuración de la polarización lineal
REF Número de modelo
SN Número de serie
 ▲ Atención, consulte el documento adjunto
 Fabricante
 EC REP Representante EC (solo UE)

M. Devices Group,
 Marlborough House, Riding Street,
 Southport, PR8 1EW, UK.
 Tel: +44 1704 544 944
 Fax: +44 1704 544 950

No deseché este producto como residuos municipales sin clasificar